



NUEVO

ARTRÖSAN®  
König  
EQUINOS  
Hi-Ject



NUEVO

ARTRÖSAN®  
König  
EQUINOS  
Hi-Ject



Aplicación Intraarticular

PENTOSAN POLISULFATO (POLÍMERO)  
CONTENIDO NETO 2 mL

ANTIARTRÓSCO ANTIARTRÍTICO  
INYECTABLE

ARTRÖSAN®  
EQUINOS  
ANTIARTRÓSCO ANTIARTRÍTICO  
INYECTABLE

NUEVO  
Aplicación Intraarticular  
PENTOSAN POLISULFATO (POLÍMERO)  
CONTENIDO NETO 2 mL



NUEVO

ARTRÖSAN®  
EQUINOS  
Hi-Ject  
ANTIARTRÓSCO ANTIARTRÍTICO  
INYECTABLE

Aplicación Intraarticular

PENTOSAN POLISULFATO (POLÍMERO)  
CONTENIDO NETO 2 mL

ANTIARTRÓSCO ANTIARTRÍTICO  
INYECTABLE

EA9125-1



Argentina: Elaborado y distribuido por Laboratorios König S.A. B. Uruguay 720 (B1888BA) Av. Amélie, Argentina. Tel: (011) 4208-4141, consultatecnica@koniglab.com Director Técnico: Oscar Horas, Médico Veterinario, M.N. 3136. En Uruguay: Importado y distribuido por König Uruguay S.A. San Francisco 1169, Montevideo, Tel: (0989) 2283929. Director Técnico: Raúl Leites, (recreo@koniglab.com) En Bolivia: Importado y distribuido por VETROQUÍMICA BOLIVIANA S.R.L. Av. Parí N° 493, Santa Cruz, Tel: (09) 552-0261. Director Técnico: Ernesto Rojas V. En Ecuador: Importado y distribuido por EQUINOMICA C.A. Av. Lila6 Km 1,5 entre Cineses y Alondras, Vía al Ingo, Quito, Tel: (022) 861 690. Director Técnico: Fausto Yanez. En Uruguay: Importado y distribuido por SUMINISTROS AGROVETERINARIOS S.A. De C.V. Edificio Avante, suite 5-01, B.V.D. Luis poma, Sta. Elena, Antigua Cuscatlan, El Salvador. Tel: (503) 2505-5553/5563. En Guatemala: Importado y distribuido por SUMINISTROS PORCINOS, S.A. 3ra. Av. 41-60, zona 12 Cal. Monte María 1. Centro empresarial Monte María, Bodega 104, Guatemala. Tel: (502) 2479 1588 / 2479 0068. En Honduras: Comercializa y distribuye IMPORTADORA OCCIDENTAL S.A. DE C.V. Residencia Monte Bello, B43 casa # 34 San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel: (504) 2565-6847. Director Técnico : Dr. Abelardo Mejía Pineda. En Nicaragua: AGROVETERINARIOS S.A. AGROVET S.A. Jinotepé, Carazo Nicaragua, Habilitación oficial. Puma una catedral al sur y media al este, Jinotepé, Carazo Nicaragua, Habilitación oficial. Presentación: Estuche conteniendo una (1) jeringa de vidrio prellenada esteril por 2 mL con agua 216 x1 1/2" (40 x 0,8) y swab. Preservación: Estuche conteniendo una (1) jeringa de vidrio prellenada esteril por 2 mL, con Conservar entre 15 y 35 °C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Vencimiento: 2 (dos) años a partir de la fecha de elaboración. USO VETERINARIO/ Venta bajo receta/ Industria Argentina y adyacentes: ver prospecto adjunto. Indicaciones, dosis, vías de administración, esquema terapéutico, contraindicaciones y advertencias: ver prospecto adjunto. Información de contacto: Para obtener asistencia técnica póngase en contacto por teléfono al (011) 4208-4141, o vía mail: consultatecnica@koniglab.com SENASA Cert. N° 14-073 Estab. Lab. N° 5380

ARTRÖSAN® König Equinos Hi-Ject, es un nuevo producto que posee propiedades Antiinflamatorias, Artrotróficas, Antiabrticas, Condrotectoras y Regeneradoras del Cartilago Articular. Es el medicamento de elección para el tratamiento de la enfermedad degenerativa articular en equinos: artritis no infecciosa; osteoartritis; hidrartrosis y otras artropatías degenerativas. FORMULA: Pentosan Polisulfato (Polímero).....250 mg Vehículo estéril cs. Cada mL contiene: ARTRÖSAN® ANTIARTRÓSCO INYECTABLE EQUINOS Hi-Ject



ARTROÖSAN®  
EQUINOS  
ANTIARTRÓSCO ANTIARTRÍTICO INYECTABLE  
Hi-Ject  
Zona de reserva de Laca  
Vencimiento:  
Serie: